




## Test Bio-Well BioClip

Per usare il BioClip occorre fare quanto segue:


1. Posizionare il cilindro di calibrazione Ti sull'elettrodo ottico del Bio-Well e mettere il Bio-Well sul supporto in plastica.
2. Connettere l'elettrodo da polso all'inserto del cilindro Ti.
3. Accendere l'elettrodo posizionato sul polso della persona (fig.1), che dovrebbe essere seduta o sdraiata con il braccio rilassato.
4. Fare le misurazioni dinamiche in modalità BioClip/Ambiente.

La risultante curva dinamica caratterizza il processo di risposta della persona all'ambiente e le possibili risposte a uno stimolo esterno (campi elettromagnetici, dispositivi diversi e l'intenzione umana). Può essere utilizzato per testare la risposta della persona a diversi soggetti, come alimenti, pietre preziose o farmaci, che si terranno in una mano.

La modalità BioClip non è progettata per valutare la qualità della salute. Questo non è un test medico e i risultati non possono essere utilizzati per la diagnosi medica o per selezionare i farmaci appropriati. I risultati del test possono servire solo come indicazioni.



### Esempio: Risposta di una persona a un sensore a ultrasuoni posizionato sulla schiena



### Esempio: Risposta di una persona a 20 minuti di terapia con salasso medicinale

